



Pulidores para cerámica 4.4, 4.7

Lucidanti per ceramica

Polidores para cerâmica



Pulidores para composite 4.8 - 4.11

Lucidanti per composito


Polidores para compósito



Cepillos de pulido para composite 4.11

Spazzolini per lucidatura compositi


Escovas para polimento de compósitos



Pulidores para aleaciones preciosas, Pulidores para amalgama 4.12, 4.13

Lucidanti per leghe preziose, Lucidanti per amalgama

Polidores para ligas, polidores para amálgama



Pulidores universales 4.13

Lucidanti universali


Polidores universais



Pulidores para profilaxis, Cepillos para pulir 4.14 - 4.20

Lucidanti per profilassi, Spazzole per lucidare

Polidores para profilaxia, escovas para polimento



Pulidores para acrílico 4.21

Lucidanti per resina

Polidores para acrílico

Pulidores

Punte per lucidanti

Polidores



4.8
PC1270
FlexiPol



Pulidores - Gama para la clinica dental

Además de los pulidores con grano integrado de diamante , nuestro surtido incluye una variedad de pulidores para diferentes materiales.

Lucidanti - Programma per lo studio

oltre ai lucidanti con grani diamantati incorporati, l'assortimento contiene una vasta scelta di lucidanti per materiali differenti.

Polidores - Gama para o consultório

O nosso sortimento dispõe tanto de polidores de grão diamantado, como de uma grande variedade de polidores adequados para diferentes tipos de materiais.


Pulidores para cerámica • Lucidanti per ceramica • Polidores para cerâmica

NTI CeraGlaze

El enlace de goma absorbe el calor de la superficie durante el proceso de pulido de forma que se evita el sobrecalentamiento. Los pulidores NTI CeraGlaze también son adecuados para el óxido de circonio.

Il legante di gomma assorbe il calore dalla superficie durante la lucidatura. In questo modo viene evitato un surriscaldamento. NTI CeraGlaze è perfettamente indicato anche per l'ossido di zirconio.

A ligação de cautchu absorve o calor desenvolvido na superfície, durante o processo de polimento. Evita-se assim o sobreaquecimento. O CeraGlaze da NTI é perfeitamente indicado também para dióxido de Zircônio.



Pre-pulido • Prelucidatura
Pré-polimento


Alisado • Lisciatura
Alisamento

Pulido de Alto Brillo • Lucidatura a specchio
Polimento a alto brilho

  	 1	 2	 3	 4								
Tamaño $\varnothing$ 1/10 mm Grandezza Tamanho	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
Largo lunghezza Comprimento mm	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7
Shank												
RA	802 204 ...	243 533 ...	243 533 ...	030 533 ...	304 533 ...	243 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	304 523 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...
REF	P332	P333	P335	P336	P3032	P3033	P3035	P3036	P30032	P30033	P30035	P30036

opt. verde 12.000 rpm, azul 10.000 rpm, amarillo 5.000 rpm

Set - 1588



- 1 llama grande
A fiamma grande
Chama longa
- 2 punta pequeña
Punta piccola
Pontiaguda pequena
- 3 Copa
Tazza
Taça
- 4 Lenteja
Lente
Lente

- configuración anatómica de las cúspides
→ Forma anatomica delle cuspidi
→ escultura anatómica de cúspides
- configuración de las fisuras
→ Fissure
→ escultura de fissuras
- repasado de superficies
→ Lucidatura delle superfici
→ trabalho em superfícies
- conformación interproximal
→ Modellazione interdentale
→ modelagem do espaço interdentário

No es necesaria una nueva cocción de glaseado una vez realizada la corrección.

Dopo la correzione non è necessario eseguire una nuova glasatura.

É desnecessária uma queima de brilho após a execução de correções.



CeraGlaze



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	130
Kopf/Head Length in mm - longueur	1,5
Shank	ISO
RA	802 204...
REF	P30039

opt. 6.000 rpm



CeraGlaze



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	130
Kopf/Head Length in mm - longueur	1,5
Shank	ISO
RA	802 204...
REF	P30039


opt. 6.000 rpm

Para el procesado de óxido de circonio y dealuminio.

Per la lavorazione dell'ossido di zirconio e dell'ossido di alluminio.

Para o processamento de óxido de zircônio e de óxido de alumínio.

Pulidores para cerámica • Lucidanti per ceramica • Polidores para cerâmica



Clínica Dental • Studio Dentistico • Clínica Dentária

CeraShine Duo

El nuevo sistema de pulido de dos fases reduce el esfuerzo durante la remoción y está indicado para todos los materiales cerámicos, incluido el óxido de circonio, las cerámicas híbridas y el disilicato de litio.

CeraShine Duo Lila:

Para el alisado de la cerámica y la eliminación de las marcas del tallado.

CeraShine Duo Amarillo:

Indicado para el pulido al alto brillo sin pastas pulidoras.

Il nuovo sistema di lucidatura di due fasi riduce il carico di lavoro ed è indicato per tutti i materiali ceramici, tra cui l'ossido di zirconio, le ceramiche ibride e il disilicato di litio.

CeraShine Duo Lilla:

Per levigare la ceramica e rimuovere segni di molatura.

CeraShine Duo Giallo:

Indicato per la lucidatura a specchio senza paste lucidanti.

O novo sistema de polimento de dois fases reduz o trabalho exigido e é adequado para todos os materiais cerâmicos, incluindo óxido de zircônio, cerâmicas híbridas e dissilicato de lítio.

CeraShine Duo lilás:

Para o alisamento da cerâmica e a remoção de marcas de abrasão.

CeraShine Duo amarelo:


Indicado para o polimento a alto brilho sem pastas de polimento.



Alisado de la cerámica y la eliminación de las marcas del tallado.

Per levigare la ceramica e rimuovere segni di molatura.

Alisamento da cerâmica e remoção de marcas de abrasão.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	040	060	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	7,0	6,0
Shank 			
RA 804 204 ...	243 524 ...	030 524 ...	304 524 ...
	PD2530	PD2630	PD2730

⌚ opt. 10.000 rpm



Pulido al alto brillo sin pastas pulidoras.

Lucidatura a specchio senza paste lucidanti.

Polimento a alto brilho sem pastas de polimento




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	040	060	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	7,0	6,0
Shank 			
RA 804 204 ...	243 514 ...	030 514 ...	304 514 ...
	PD2540	PD2640	PD2740

⌚ opt. 10.000 rpm



PD2730



PD2640

Pulidores para cerámica • Lucidanti per ceramica • Polidores para cerâmica



PT2520



PT2730



PT2640

CeraShine Trio

El nuevo sistema de pulido de tres fases de poliuretano simplifica el pulido intraoral de todos los tipos de materiales cerámicos. Los pulidores con grano de diamante natural aseguran una remoción intensa, un prepulido seguro y un excelente brillo. No se necesita una cocción de glaseado adicional después de la corrección. Los instrumentos se pueden acondicionar por completo y reutilizar.

Il nuovo sistema di lucidatura di tre fasi in poliuretano semplifica la lucidatura intraorale di tutti i materiali ceramici. Gli strumenti lucidanti con grana diamantata naturale assicurano un'intensa asportazione, una sicura pre-lucidatura e una straordinaria lucentezza. Dopo una correzione non è necessaria una nuova cottura di lucidatura. Gli strumenti possono essere completamente ricondizionati e riutilizzati.


O novo sistema de polimento de três fases em poliuretano facilita o polimento intraoral de todos os materiais cerâmicos. Os polidores com grão de diamante natural permitem um desbaste intenso, um pré-polimento seguro e um extraordinário alto brilho. Depois de uma correção não é preciso um novo glazeamento. Os instrumentos podem ser completamente preparados e reutilizados.



Tallado de pequeños contactos interferentes.

Rettifica di piccoli contatti interferenti.

Desbaste de pequenos contactos interferentes.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	040	060	100
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	7,0	6,0
Shank	ISO	ISO	ISO
RA	803 204 ...	243 533 ...	030 533 ...
REF	PT2520	PT2620	PT2720
opt. 10.000 rpm			



Pulido previo y alisado de la cerámica.

Pre-lucidatura e levigatura della ceramica.

Pré-polimento e alisamento de cerâmica.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	040	060	100
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	7,0	6,0
Shank	ISO	ISO	ISO
RA	803 204 ...	243 523 ...	030 523 ...
REF	PT2530	PT2630	PT2730
opt. 10.000 rpm			



Pulido al alto brillo de la cerámica.

cidatura a specchio della ceramica.

Polimento a alto brilho de cerâmica.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	040	060	100
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	7,0	6,0
Shank	ISO	ISO	ISO
RA	803 204 ...	243 513 ...	030 513 ...
REF	PT2540	PT2640	PT2740
opt. 10.000 rpm			

CeraShine



Para el procesamiento de óxido de circonio y dealuminio.

Per la lavorazione dell'ossido di zirconio e dell'ossido di alluminio.

Para o processamento de óxido de zircônio e de óxido de alumínio.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	130
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	1,5
Shank	ISO
RA	803 204 ...
REF	P2830
opt. 6.000 rpm	



Para el procesamiento de óxido de circonio y dealuminio.

Per la lavorazione dell'ossido di zirconio e dell'ossido di alluminio.

Para o processamento de óxido de zircônio e de óxido de alumínio.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	130
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	1,5
Shank	ISO
RA	803 204 ...
REF	P2840
opt. 6.000 rpm	

Pulidores para cerámica • Lucidanti per ceramica • Polidores para cerâmica



NTI CeraWhite

blanco = grano grueso

alisa la superficie.

bianco = granulometria grossa

liscia la superficie.

branco = grão grosso

alisa a superfície.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	10,0
Shank 	 12/100	 12/100
RA 658 204...	243 525 ...	030 525 ...
REF	P0352	P0355

opt. 10.000 rpm



NTI CeraPink rosa = grano medio

conserva la estructura anatómica del revestido estético y genera un brillo suave.

rosa = granulometria media

mantiene la struttura anatomica della ricopertura estetica e produce un leggero lucido.

rosa = grão médio mantém a estrutura anatômica do revestimento e produz um brilho leve.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	10,0
Shank 	 12/100	 12/100
RA 658 204 ...	243 515 ...	030 515 ...
REF	P0362	P0365

opt. 5.000 rpm



NTI CeraSupergrey

gris = alto brillo excepcional

genera un brillo natural sobre la superficie.

grigio = lucidatura a specchio

Produce un lucido naturale della superficie.


cinzento = qualidade de brilho superior

promove um brilho natural na superfície.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0
Shank 	 12
RA 658 204...	243 504 ...
REF	P0372

opt. 5.000 rpm



NTI CeraDia

Pulidor para cerámica especialmente duro, con grano de diamante integrado. Pulido abrasivo con brillo suave.

Lucidante per ceramica ad elevata durezza con diamantatura incorporata, abrasivo e per una leggera lucidatura.

Polidor para cerâmica, de extrema dureza, com grão diamantado integrado. Polimento abrasivo com brilho suave.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	085	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	7,0	10,0
Shank 	 6	 6	 6	 6
RA 802 204...	243 514 ...	243 514 ...	030 514 ...	030 514 ...
REF	P0332	P0333	P0334	P0335

opt. 10.000 rpm

La lista de precios indica la unidad de embalaje
Per le unità di imballo vedere il listino prezzi
Unidades de embalagem ver na lista de preço

Ejemplo • Esempio • Exemplo:

P332A =  3

P332B =  6

P0400D =  12

P19032E =  25

P332G =  100

Pulidores para composite • Lucidanti per composito • Polidores para compósito

NTI FlexiPol

Discos pulidores altamente flexibles para la consecución de un brillo de aspecto natural sobre todos los composites nano-híbridos y convencionales.

Dischi per lucidare altamente flessibili per una lucidatura naturale di tutti i compositi nano-ibridi e comuni.

Discos para polimento, muito flexíveis para um brilho de aparência natural em todos compósitos nano-híbridos e correntes.



REF PC1295-Set



c/u contiene 25 pulidores y 4 mandriles
- un mandril para cada tipo de disco

25 lucidanti ciascuno e 4 mandrini
- per ogni tipo di disco un mandrino

25 polidores et 4 mandris
Para cada tipo de disco um mandril



100 Reposición • Codice ricambio •
Reposição



Diámetro/Diámetro/Diâmetro (mm)	12	8	12	8
Shank	ISO	100	100	100
039 900 ...	370 531 120	370 531 080	370 521 120	370 521 080

REF	PC1260	PC1261	PC1270	PC1271
Granulometría/Granulometria/Grão	gruesa/grossa/grossoiro	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
lado activo / lato attivo	una cara exterior / unilaterale esterno	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
face activa	unilateral, exterior	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
Aplicación / Utilizzo	Contorneado / Modellazione	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
Aplicação	contorno	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio

opt. 10.000 - 12.000 rpm



Diámetro/Diámetro/Diâmetro (mm)	12	8	12	8	4
Shank	ISO	100	100	100	100
039 900 ...	370 511 120	370 511 080	370 501 120	370 501 080	330 204 611 372 030

REF	PC1280	PC1281	PC1290	PC1291	M4038
Granulometría/Granulometria/Grão	fina / fina / fino	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
lado activo / lato attivo	doble cara / bilaterale	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
face activa	duple	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
Aplicación / Utilizzo	Prepulido / Prelucidatura	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio
Aplicação	pré-polimento	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio	media/media/médio

opt. 10.000 - 12.000 rpm



Pulidores para composite • Lucidanti per composito • Polidores para compósito



NTI Unique

Pulidores diamantados para pulir obturaciones de composite en una sola fase.

Lucidanti diamantati **monofase** per otturazioni di composito.

Polidores de diamante de fase única – para obturações a compósito.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	060	100
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	10,0	1,0

Shank  6/25/10C

RA 802 204 ... 243 521 ... 243 521 ... 030 521 ... 303 521...

REF **P20032 P20033 P20035 P20038**

⌚ opt. 5.000 rpm



NTI Unique

Para el procesado de los materiales de composite.

Per la lavorazione di materiali in composito.

Para o processamento de materiais compósitos.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	130
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	1,5

Shank  6/100

RA 802 204 ... 099 521 ...

REF **P20039**

⌚ opt. 5.000 rpm



Para mejores resultados utilizar con agua!

Usare solamente con spray di raffreddamento d'acqua!

Utilize por favor o NTI Unique com irrigação de arrefecimento!



REF **Set-1657**

Pulidores para composite • Lucidanti per composito • Polidores para compósito



NTI DiaGloss

REF Set-1729

Sistema diamantado de pulido para composites. El grano de diamante seleccionado asegura una abrasión rápida y un pulido perfecto.

Los pulidores DiaGloss están provistos de un enlace de caucho. El caucho tiene la propiedad de absorber el calor durante el pulido. Esto evita posibles daños sobre la fina zona de transición entre el diente y el composite.

Dado que estos pulidores poseen grano de diamante y la propiedad de absorber el calor, DiaGloss también son adecuados para el pulido de dientes naturales, por ejemplo, tras la remoción de los brackets.

Sistema di lucidanti diamantati per composito. La granulometria scelta assicura una rimozione veloce e una perfetta lucidatura.

I lucidanti DiaGloss hanno un legante in caucciù che ha la proprietà di assorbire il calore durante la lucidatura. In questo modo viene evitato il danneggiamento delle sottili zone di transizione tra il dente e il composito.

Grazie alla granulometria diamantata e alla proprietà di assorbimento del calore del caucciù, i lucidanti DiaGloss sono indicati anche per la lucidatura dei denti naturali, per esempio dopo la rimozione degli attacchi ortodontici.

Sistema diamantado para polimento de compósitos, em duas fases. Grão de diamante seleccionado garante um desgaste eficiente e um polimento perfeito.

Os polidores DiaGloss e dispõem de uma ligação de borracha natural. Borracha natural tem a propriedade de absorver temperatura, durante o polimento. Isto evita a produção de danos em interfaces delgadas, entre o dente e o compósito.

Devido ao grão diamantado e a capacidade de evitar o aquecimento, o DiaGloss pode também ser utilizado para o polimento de dentes naturais, por ex. após a remoção de brackets.



Pre-pulido, grano grueso
Prelucidatura, granulometria grossa
Pré-polimento, grão grosso



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	085	060	100	035
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0
Shank	ISO	6/25/10C	6/25/10C	6/25/10C	6/25/10C	6/25/10C
RA	802 204 ...	243 532 ...	243 532 ...	030 532 ...	030 532 ...	303 532 ...
REF		P1932	P1933	P1934	P1935	P1938

opt. 10.000 rpm



ø 1/10 mm	130
Length in mm	1,5
Shank	ISO
RA	802 204 ...
REF	P1039

opt. 6.000 rpm



Pulido a Alto Brillo
Lucidatura a specchio
Polimento a alto brilho



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	085	060	100	035
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0
Shank	ISO	6/25	6/25	6/25	6/25	6/25
RA	802 204 ...	243 522 ...	243 522 ...	030 522 ...	030 522 ...	303 522 ...
REF		P19032	P19033	P19034	P19035	P19038

opt. 10.000 rpm



ø 1/10 mm	130
Length in mm	1,5
Shank	ISO
RA	802 204 ...
REF	P1139

opt. 6.000 rpm

Pulidores para composite • Lucidanti per composito • Polidores para compósito



NTI BrushGloss



Cepillos de pulido para composite
Spazzolini per lucidatura compositi
Escovas para polimento de compósitos



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	050	070
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	6,0	6,0	5,0
Shank	ISO	ISO	ISO
RA 658 204 ...	110 514 050	243 514 050	225 514 070
REF	P1500	P1501	P1502

⌚ opt. 3.000 rpm

Cepillos de pulido para composite para lograr un brillo perfecto en las superficies oclusales. Las fibras de los cepillos contienen cuerpos pulidores con carburo de silicio.

Spazzolini per la lucidatura perfetta dei tavolati oclusali in composito. Le setole degli spazzolini contengono degli abrasivi a base di carburo di silicio.

Escovas de polimento para compósito garantem um brilho perfeito de superfícies oclusais. As fibras das escovas são impregnadas com corpos de polimento de carbureto de silício.

NTI MicroComp



Pulidores para todos los composites de micro partículas.
Lucidanti per tutti i compositi con microrimpitivi.
Polidores para todos os compósitos com carga de micro-partículas.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
RA 658 204 ...	257 516 ...	292 516 ...	243 516 ...	243 516 ...	030 516 ...	030 516 ...	304 516 ...	303 516 ...	225 516 ...
REF	P0730	P0731	P0732	P0733	P0734	P0735	P0736	P0738	P0739

⌚ opt. 5.000 rpm

NTI MacroComp



Pulidor abrasivo, de uso universal, para todos los composites con macro partículas utilizar siempre sin presión.
Lucidante abrasivo universale per tutti i compositi con macrorimpitivi.
Usare sempre senza pressione.
Polidor universal abrasivo, para todos os compósitos com carga de macro-partículas. Aplique sempre sem pressão.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	055	050	050	085	060	100
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	15,0	16,0	10,0	7,0	10,0	4,7
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
RA 658 204 ...	257 523 ...	292 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	030 523 ...	304 523 ...
REF	P0830	P0831	P0832	P0834	P0835	P0836

⌚ opt. 5.000 rpm

Aleaciones preciosas • Leghe preziose • Ligas de metal precioso Amalgama y composite • Amalgama e composito • Amálgama e compósitos

NTI EpsiPol marrón

para oro, amalgama y composite
marrón = pre-pulido.

per oro, amalgama e composito.
marrone = prelucidatura.

NTI EpsiPol castanho para ouro,
amálgama e compósitos.
castanho = pré-polimento.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
Shank ISO	12/100	12/100	12/25/100	12/25/100	12/100	12/25/100	12	12/100	12
RA 658 204 ...	257 513 ...	292 513 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...	030 513 ...	304 513 ...	303 513 ...	225 513 ...
REF	P0030	P0031	P0032	P0033	P0034	P0035	P0036	P0038	P0039

opt. 5.000 rpm

NTI EpsiPol marrón

para oro, amalgama y composites
marrón = pre-pulido.

per oro, amalgama e composito.
marrone = prelucidatura.

NTI EpsiPol castanho para ouro,
amálgama e compósitos.
castanho = pré-polimento.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	030
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	6,0
Shank ISO	12/100
FG 658 314 ...	243 513 ...
REF	P0053

opt. 15.000 rpm



NTI EpsiPol verde

para oro, amalgama y composite
verde = pulido alto brillo.

per oro, amalgama e composito.
verde = lucidatura a specchio.

para ouro, amálgama e compósitos.
verde = polimento a alto brilho.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
Shank ISO	12/100	12	12/100	12/25/100	12/100	12/100	12/100	12	12
RA 658 204 ...	257 503 ...	292 503 ...	243 503 ...	243 503 ...	030 503 ...	030 503 ...	304 503 ...	303 503 ...	225 503 ...
REF	P0130	P0131	P0132	P0133	P0134	P0135	P0136	P0138	P0139

opt. 5.000 rpm

NTI EpsiPol verde

para oro, amalgama y composite
verde = pulido alto brillo.

per oro, amalgama e composito.
verde = lucidatura a specchio.

para ouro, amálgama e compósitos.
verde = polimento a alto brilho.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	030
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	6,0
Shank ISO	12/100
FG 658 314 ...	243 503 ...
REF	P0153

opt. 15.000 rpm



Aleaciones preciosas • Leghe preziose • Ligas de metal precioso Amalgama y composite • Amalgama e composito • Amálgame e compósitos

NTI AmalgamMaster

para el rebajado fino y el acabado de obturaciones de amalgama sin dañar el esmalte dental.

per la rimozione veloce e la finitura di otturazioni di amalgama senza danneggiare le gengive.

Para desgaste grosseiro e acabamento de obturações a amálgame, sem lesar o esmalte dentário.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	060	035
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	10,0	6,0

Shank	ISO	12	12/100	12/100	12
RA	658 204 ...	243 534 ...	243 534 ...	030 534 ...	225 534 ...
REF		P0932	P0933	P0935	P0939

opt. 5.000 rpm

Cepillos en forma de vaso



para pulir amalgama y metales preciosos con pasta para pulir.

Spazzolini a bicchiere di setole naturali per la lucidatura di amalgama e leghe preziose con pasta per lucidate.

Escovas de polimento em fibra natural para polimento de amálgame e metais preciosos em combinação com pasta de polimento.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	6,0

Shank	100
REF	P1258

opt. 2.000 rpm

Pulidores universales para una multitud de aplicaciones Lucidanti universali per molteplici indicazioni Polidores universais para uma grande variedade de aplicações

NTI UniWhite

Pulidores universales de silicona para metales preciosos, acrílicos, cementos, amalgamas. grano fino.

Lucidante universale di silicone per leghe preziose, resina, cemento e amalgama.

Granulometria fina.

Polidor universal de silicone para metais preciosos, compósitos, cemento e amálgame. Grão fino.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7

Shank	ISO	12/100	12/100	12/100	12/100	12/100	12/100
RA	658 204 ...	257 524 ...	292 524 ...	243 524 ...	243 524 ...	030 524 ...	030 524 ...
REF		P0530	P0531	P0532	P0533	P0534	P0535

opt. 5.000 rpm

NTI UniBlack

Pulidores universales de silicona para metales preciosos, acrílicos, cementos, amalgamas.

Lucidante universale di silicone per leghe preziose, resina, cemento e amalgama.

Polidor universal de silicone para metais preciosos, compósitos, cementos e amálgame.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	10,0

Shank	ISO	12/100	12	12/100
RA	658 204 ...	243 514 ...	243 514 ...	030 514 ...
REF		P0432	P0433	P0435

opt. 5.000 rpm

Pulidores de profilaxis • Punte per la profilassi • Polidores para profilaxia



ProfiLax3

La profilaxis completa

Sistema completo de profilaxis con tres niveles de dureza: eliminación del sarro y la placa para cada paciente.

Los cepillos y pulidores más duros se utilizan con los depósitos persistentes y la placa dental.

Para obtener resultados perfectos en las funciones estándar debe utilizarse la dureza media del instrumento.

Los cepillos y pulidores suaves trabajan de forma poco agresiva, facilitan la profilaxis en pacientes sensibles y realizan una limpieza cuidadosa en dientes y encías delicados.

Los instrumentos están disponibles ya montados en sus versiones Snap-on y Screw-Type. Lo que permite una aplicación individualizada.

La profilassi a tutto tondo

Il sistema completo per la profilassi in tre diverse durezze - rimozione mirata della placca e del tartaro non ostinato in tutti i pazienti.

Le punte per lucidatura e gli spazzolini duri sono indicati per i depositi di placca e tartaro ostinati.

Per ottenere i risultati migliori negli impieghi standard si consiglia l'uso di strumenti di durezza media.

Le punte per lucidatura e gli spazzolini morbidi sono particolarmente delicati nei confronti dei pazienti. Questi strumenti facilitano la profilassi nei pazienti sensibili e garantiscono una pulizia delicata nei casi di gengive e denti compromessi.

Gli strumenti sono forniti montati, pronti per l'uso, in versione Snap-on o Screw-Type. Ciò consente di personalizzarne l'impiego.

A gama completa para profilaxia

O sistema completo para profilaxia, disponível em três tipos de abrasão – remoção ideal de placa ligeira, bem como de depósitos resistentes de tártaro, em qualquer paciente.

As escovinhas e polidores de maior dureza devem ser utilizados para remover depósitos mais resistentes.

Para obter resultados perfeitos em condições standard, aplicar os instrumentos de dureza média.

As escovas e polidores macios trabalham de um modo pouco agressivo para o paciente. Eles permitem um trabalho mais agradável em pacientes sensíveis e garantem uma limpeza não agressiva em dentes e mucosa danificados. Estes instrumentos encontram-se disponíveis nas seguintes variedades: montados, Snap-on e Screw-Type. Isto permite uma aplicação individualizada.

Pulidores montados RA • Punte per lucidatura RA, montate • Polidores montados CA



Profilaxis RA - amarillo, duro
Profilassi RA - gialla, dura
Profilaxia CA - amarelo, duro



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 600 060
REF		P1242

opt. 1.500 rpm



Profilaxis RA - blanco, medio
Profilassi RA - bianca, media
Profilaxia CA - branco, médio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 500 060
REF		P1240

opt. 1.500 rpm



Profilaxis RA - rosa, suave
Profilassi RA - rosa, morbida
Profilaxia CA - rosa, macio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 400 060
REF		P1241

opt. 1.500 rpm

Utilizar los pulidores con pasta de pulido • Da utilizzare con pasta lucidante • Utilizar os polidores com pasta de polimento

Pulidores de profilaxis • Punte per la profilassi • Polidores para profilaxia

Pulidores Snap-on • Punte per lucidatura Snap-on • Polidores Snap-on



Snap-on amarillo, duro
Snap-on gialla, dura
Snap-on amarelo, duro



Snap-on blanco, medio
Snap-on bianca, media
Snap-on branco, médio



Snap-on rosa, suave
Snap-on rosa, morbida
Snap-on rosa, macio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,2

Shank	ISO	100
020 900 ...		034 600 060
REF		P1253

opt. 1.500 rpm

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,2

Shank	ISO	100
020 900 ...		034 500 060
REF		P1251

opt. 1.500 rpm

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,2

Shank	ISO	100
020 900 ...		034 400 060
REF		P1252

opt. 1.500 rpm

Mandril Snap-on
Mandrino Snap-on
Mandril Snap-on



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0

Shank	ISO	6/100
RA 311 204 ...		607 000 050
REF		M037

Pulidores Screw-Type • Punte per lucidatura Screw-Type • Polidores Screw-Type



Profilaxis Screw-Type amarillo, duro
Profilassi Screw-Type gialla, dura
Profilaxia Screw-Type amarelo, duro



Profilaxis Screw-Type blanco, medio
Profilassi Screw-Type bianca, media
Profilaxia Screw-Type branco, médio



Profilaxis Screw-Type rosa, suave
Profilassi Screw-Type rosa, morbida
Profilaxia Screw-Type rosa, macio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,5

Shank	ISO	100
020 300 ...		034 600 060
REF		P1245

opt. 1.500 rpm

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,5

Shank	ISO	100
020 300 ...		034 500 060
REF		P1243

opt. 1.500 rpm

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,5

Shank	ISO	100
020 300 ...		034 400 060
REF		P1244


opt. 1.500 rpm

Mandril Screw-Type
Mandrini Screw-Type
Mandril Screw-Type



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	


Shank	ISO	6/100
RA 311 204 ...		001 300 000
REF		M4039



La codificación por colores indica las diferentes durezas de los pulidores.
Il codice colore identifica la durezza della punta.
O código cromático define a diferente dureza dos polidores.

Utilizar los pulidores con pasta de pulido • Da utilizzare con pasta lucidante • Utilizar os polidores com pasta de polimento

Pulidores de profilaxis • Punte per la profilassi • Polidores para profilaxia



Cepillos montados RA • Spazzolini RA, montati • Escovas montadas CA



Cepillo de profilaxis amarillo, duro
Spazzolini per profilassi gialli, duri
Escova para profilaxia amarelo, duro



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	045	045	070	020
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	7,0	5,0	3,5
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	110 204 ...	110 600 045	243 600 045	225 600 070
REF		P1475	P1476	P1477
			P1477	P1478

opt. 2.000 rpm



Cepillo de profilaxis blanco, medio
Spazzolini per profilassi bianchi, medi
Escova para profilaxia branco, médio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	045	045	070	020
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	7,0	5,0	3,5
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	110 204 ...	110 500 045	243 500 045	225 500 070
REF		P1255	P1256	P1257
			P1257	P1254

opt. 2.000 rpm



Cepillo de profilaxis rosa, suave
Spazzolini per profilassi rosa, morbidi
Escova para profilaxia rosa, macio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	045	045	070	020
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	7,0	5,0	3,5
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	110 204 ...	110 400 045	243 400 045	225 400 070
REF		P1470	P1471	P1472
			P1472	P1473

opt. 2.000 rpm



Antes
Prima
Antes



Después
Dopo
Depois



Eliminación del cemento provisional
Rimozione del cemento provvisorio
Remoção de cimento provisório.

mit Polierpaste einsetzen • use with polishing paste • Utiliser avec de la pâte à polir

Pulidores de profilaxis • Punte per la profilassi • Polidores para profilaxia

Cepillos Screw-Type • Spazzolini Screw-Type • Escovas Screw-Type



Screw-Type amarillo, duro
Screw-Type gialli, duri
Screw-Type amarelo, duro



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	045	070
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	5,0

Shank	ISO	100	100
110 300 ...		110 600 045	225 600 070
REF		P1485	P1486

opt. 1.500 rpm



Screw-Type blanco, medio
Screw-Type bianchi, medi
Screw-Type branco, médio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	045	070
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	5,0

Shank	ISO	100	100
110 300 ...		110 500 045	225 500 070
REF		P1480	P1481

opt. 1.500 rpm



Screw-Type rosa, suave
Screw-Type rosa, morbidi
Screw-Type rosa, macio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	045	070
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	5,0

Shank	ISO	100	100
110 300 ...		110 400 045	225 400 070
REF		P1482	P1483

opt. 1.500 rpm

Mandril Screw-Type • Mandrini Screw-Type • Mandril Screw-Type

Para enroscar copas y cepillos de pulido.
per avvitare le coppette e gli spazzolini per lucidatura.

Para enroscamento de taças de borracha e escovas de polimento.



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	

Shank	ISO	6/100
RA	311 204 ...	001 300 000
REF		M4039



Utilizar con pasta de pulido • Da utilizzare con pasta lucidante • Utilizar com pasta de polimento

Cepillos Snap-on • Spazzolini Snap-on • Escovas Snap-on



Snap-on blanco, medio
Snap-on bianchi, medi
Snap-on branco, médio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	045
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0	7,0

Shank	ISO	100	100
110 900 ...		110 500 050	243 500 045
REF		P1490	P1491

opt. 1.500 rpm

Mandril Snap-on para la fijación de copas y cepillos de pulido.

Mandrino Snap-on per montare le coppette e gli spazzolini per lucidatura.

Mandril Snap-on para encaixe de taças de borracha e escovas de polimento



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0

Shank	ISO	6/100
RA	311 204 ...	607 000 050
REF		M037



Pulidores de profilaxis • Punte per la profilassi • Polidores para profilaxia



ProfiLax ECO

Cepillos de profilaxis ECO

Los cepillos con vástagos de plástico están disponibles con dos durezas diferentes: medio y suave. Se utilizan para la eliminación de placa dental con ayuda de pasta de pulido. Con el cepillos de dureza media también se puede realizar la limpieza de la rosca de los implantes sin pasta de pulido. Asimismo, también se puede utilizar para eliminar el cemento provisional de los muñones de las coronas.

Los cepillos de profilaxis no son instrumentos reutilizables y no pueden ser esterilizados.

Spazzole per profilassi ECO

Le spazzole con gambo di plastica sono disponibili in due diverse durezze, media e morbida e vengono usate per rimuovere le placche dentali con l'aiuto della pasta per lucidare. Con la spazzola a durezza media è anche possibile pulire la filettatura degli impianti senza usare la pasta per lucidare. Allo stesso modo è possibile rimuovere il cemento provvisorio dai monconi.

Le spazzole per profilassi sono strumenti monouso e non possono essere sterilizzati.

Escovas de profilaxia ECO

As escovas de polimento com haste de plástico encontram-se disponíveis em 2 graus de dureza, média e macia. São indicadas para remoção de placa bacteriana utilizando pasta de polimento. As escovas de dureza média, são ainda adequadas para a limpeza de roscas de implantes, isto sem pasta de polimento. Do mesmo modo, podem ser removidos restos de cimento provisório, de cotos de coroas.

As escovas de profilaxia são descartáveis e não podem ser esterilizadas.



Profilaxis RA - blanco, medio
 Profilassi RA - bianca, media
 Profilaxia CA - branco, médio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,0
Shank	ISO  100
RA	010 244 ... 225 500 060
REF	P1273

⌚ opt. 1.500 rpm



Profilaxis RA - blanco, suave
 Profilassi RA - bianca, morbida
 Profilaxia CA - branco, macio



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,0
Shank	ISO  100
RA	010 244 ... 225 400 060
REF	P1274

⌚ opt. 1.500 rpm

Pulidores de profilaxis • Punte per la profilassi • Polidores para profilaxia



ProfiLax ECO

Pulidor de profilaxis ECO

Los pulidores de profilaxis con mango de plástico están disponibles con dos durezas diferentes. La forma de copa está dotada de láminas especiales en su interior, que transporta la pasta de pulido directamente y de forma constante al diente. El pulidor con los nudos garantiza un mayor rozamiento con el diente. Esto asegura un pulido más rápido en las capas más resistentes.

La protección contra salpicaduras evita que se introduzca la pasta en el contraángulo. La unión del pulidor no contiene látex.

Los pulidores no son instrumentos reutilizables y no pueden ser esterilizados.

Lucidanti per profilassi ECO

I lucidanti per profilassi con gambo in plastica sono disponibili in due diverse durezze. La forma a calice è provvista all'interno di speciali lamelle che trasportano continuamente verso il dente la pasta per lucidare. I lucidanti con i nodi permettono una maggiore frizione sul dente. Ciò permette di lucidare il dente più velocemente anche in caso di placca resistente.


La protezione contro gli spruzzi del lucidante impedisce che la pasta per lucidare entri nel manipolo. Il legante dei lucidanti è privo di latex.

Gli strumenti sono monouso e non possono essere sterilizzati.

Polidor de profilaxia ECO

Os polidores de profilaxia com haste de plástico, encontram-se disponíveis em 2 graus de dureza. O polidor em forma de taça possui lamelas interiores especiais, que direcionam a pasta de polimento constantemente na direção da superfície do dente. Os polidores com ondulações asseguram uma fricção mais forte na superfície do dente, o que torna o polimento muito mais rápido, mesmo em caso de placa persistente. A proteção de salpicos destes polidores, impede a entrada de pasta de polimento no contra-ângulo. A ligação química dos polidores é isenta de látex.

Estes instrumentos são descartáveis e não podem ser esterilizados.




Profilaxis RA - azul, medio
Profilassi RA - blu, media
Profilaxia CA - azul, médio

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,0

Shank	ISO	100
RA	020 244 ...	034 500 060
REF		P1246

opt. 1.500 rpm



Profilaxis RA - azul, medio
Profilassi RA - blu, media
Profilaxia CA - azul, médio

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,0

Shank	ISO	100
RA	020 244 ...	036 500 060
REF		P1248

opt. 1.500 rpm




Profilaxis RA - rosa, suave
Profilassi RA - rosa, morbida
Profilaxia CA - rosa, macio

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,0

Shank	ISO	100
RA	020 244 ...	034 400 060
REF		P1247

opt. 1.500 rpm



Profilaxis RA - rosa, suave
Profilassi RA - rosa, morbida
Profilaxia CA - rosa, macio

Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	9,0


Shank	ISO	100
RA	020 244 ...	036 400 060
REF		P1249

opt. 1.500 rpm

Utilizar los pulidores con pasta de pulido • Da utilizzare con pasta lucidante • Utilizar os polidores com pasta de polimento

Pulidores para profilaxis • Lucidanti per profilassi • Polidores para profilaxia

Clínica Dental • Studio Dentistico • Clínica Dentária



¡Por favor utilice el NTI ProphylaxeMaster con spray de agua!

Usare lo NTI ProphylaxeMaster con spray d'acqua !

Utilize por favor o NTI ProphylaxeMaster com irrigação!

NTI ProphylaxeMaster



para la remoción de depósitos y decoloraciones sobre los dientes. Limpian también sin necesidad de pasta para pulir, gracias a las partículas abrasivas integradas en el cuerpo de pulido.


per la rimozione del tartaro e decolorazioni dei denti. Puliscono anche senza pasta per lucidare, grazie al materiale abrasivo impregnato nello strumento.

Para remoção de placa/ tártaro e pigmentações. Polimento também possível sem pasta de polimento, devido ao material abrasivo integrado nos corpos de polimento.




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050	030	060	060	060
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0	6,0	10,0	10,0	9,0
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	658 204 ...	243 512 ...	243 512 ...	030 512 ...	034 511 ...
REF	P1232	P1233	P1235	P1238	P1239

opt. 5.000 rpm



REF Set-1956

Surtido para profilaxis 1
Profilassi Set 1
Set para profilaxia 1



REF Set-1957

Surtido para profilaxis 2
Profilassi Set 2
Set para profilaxia 2

Pulidores para acrílico • Lucidanti per resina • Polidores para acrílico

NTI Prosthetics

Pulidores de silicona para resinas protéticas y ortodónticas en tres niveles diferentes de abrasividad.

Lucidanti di silicone, in tre diversi gradi abrasivi, per resine per protesi e per ortodonzia.

Polidores em silicone para aplicação em acrílicos protéticos e ortodônticos, disponíveis em três fases abrasivas diferentes.



NTI Prosthetics



grano **grosso**

verde = pre-pulido abrasivo.

granulometria **grossa**

verde = pre-lucidatura abrasiva.

Pré-polimento abrasivo, verde
grão grosso.



Tamaño ø 1/10 mm Grandezza Tamanho	100
Largo Lunghezza Comprimento mm	24,5

Shank ISO	6/100
HP 658 104 ...	273 563 ...
REF	P0674

⌚ opt. 10.000 rpm

NTI Prosthetics



grano **medio**.

gris = pre-pulido fino.

granulometria **media**

grigio = pre-lucidatura fina.

Pré-polimento fino, cinzento
grão médio.



Tamaño ø 1/10 mm Grandezza Tamanho	100
Largo Lunghezza Comprimento mm	24,5

Shank ISO	6/25/10C
HP 658 104 ...	273 543 ...
REF	P0664

⌚ opt. 10.000 rpm

NTI Prosthetics



Sin grano, amarillo

= Pulido alto brillo.

Senza granulometria, giallo

= lucidatura a specchio.

Polimento a alto brilho,
amarelo isento de grão.



Tamaño ø 1/10 mm Grandezza Tamanho	100
Largo Lunghezza Comprimento mm	24,5

Shank ISO	6/100
HP 658 104 ...	273 514 ...
REF	P0654

⌚ opt. 5.000 rpm



NTI AcrylicMaster



Para el repaso de acrílicos
protéticos, con grano **grosso**.

Per la lavorazione di resine per
protesi, con granulometria **grossa**.

Para trabalhar acrílicos
protéticos, grão grosso.



Tamaño ø 1/10 mm Grandezza Tamanho	100
Largo Lunghezza Comprimento mm	24,5

Shank ISO	6/100
HP 658 104 ...	273 533 ...
REF	P0634

⌚ opt. 10.000 rpm

NTI AcrylicMaster



Para el repaso de acrílicos
protéticos, con grano **fino**.

Per la lavorazione di resine per
protesi, con granulometria **fina**.

Para trabalhar acrílicos
protéticos, grão fino.



Tamaño ø 1/10 mm Grandezza Tamanho	100
Largo Lunghezza Comprimento mm	24,5

Shank ISO	6/100
HP 658 104 ...	273 513 ...
REF	P0644

⌚ opt. 10.000 rpm

Importante: ¡Observar las revoluciones recomendadas!

Importante: attenersi assolutamente alla velocità consigliata!

Importante: observar obrigatoriamente a velocidade de rotação recomendada.

¡No es un producto sanitario! • Non è un prodotto medicale! • Não é um produto médico!

Piedras de Arkansas para realizar el acabado de obturaciones

Pietre Arkansas per la rifinitura delle otturazioni

Pedras de Arkansas para acabamento de restaurações

**661
(243)**

Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	025
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	6,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 243 505 025	NAS01	
RA	635 204 243 505 025	NAS11	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**645
(161)**

Cono, puntiagudo
Cono triangolare
Cônica, pontiaguda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	025
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 161 505 025	NAS02	
RA	635 204 161 505 025	NAS12	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**601
(001)**

Redondo
Rotondo
Esférica



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	030
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	-

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 001 505 030	NAS06	
RA	635 204 001 505 030	NAS16	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

Abrasivos para cerámica de carburo de silicio verde

Abrasivi a legante ceramico di carburo di silicio verde

Abrasivos cerâmicos em carbureto de silício verde

Abrasivos de carburo de silicio verde. Este abrasivo está indicado para materiales cerámicos.
Abrasi di carburo di silicio verde. Questi abrasivi sono indicati per i materiali di ceramica.
Abrasivos verdes em carbureto de silício, cerâmicos para desgaste de materiais cerâmicos.

**601
(001)**

Redondo
Rotondo
Esférica



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	030
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	-

Shank	ISO	REF	12/100
FG	655 314 001 513 030	NF601GR -FG	
RA	655 204 001 513 030	NF601GR -RA	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**602
(001)**

Redondo
Rotondo
Esférica



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	040
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	-

Shank	ISO	REF	12/100
RA	655 204 001 513 040	NF602GR -RA	
opt. 7.000 rpm			



La lista de precios indica la unidad de embalaje
Per le unità di imballo vedere il listino prezzi
Unidades de embalagem ver na lista de preço

**661
(243)**

Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	025
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	7,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	655 314 243 513 025	NF661GR -FG	
RA	655 204 243 513 025	NF661GR -RA	
opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm			

**663
(243)**

Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050
Largo/Lunghezza/Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	REF	12/100
RA	655 204 243 523 050	NM663GR -RA	
opt. 7.000 rpm			

Ejemplo • Esempio • Exemplo:

NM663GRD-RA = 12

NM663GRG-RA = 100

NF	verde /verde / verde	= Grano fino / Grana fina / Granulação fina	120
NM	verde /verde / verde	= Grano medio / Grana media / Granulação média	130

Instrumentos abrasivos con ligamento de cerámica

Abrasivi a legante ceramico

Abrasivos cerâmicos



Solución económica para el repasado superficial de materiales de obturación. Dos granulometrías diferentes para la conformación abrasiva y para preparar la superficie alisándola. Dos vástagos para la aplicación individualizada.

Soluzione economica per la realizzazione delle superfici dei materiali per otturazione. Due diverse granulometrie per la modellazione con abrasivo e la lisciatura. Due gambi per l'impiego individuale.

Solução económica para a escultura de superfície de diferentes materiais de obturação. Dois diâmetros de grão diferentes para a escultura abrasiva e para o alisamento prévio ao polimento final. Dois tipos de haste permitem uma aplicação individual.

